


2-X Spezifikationen

P/N: IV2SWBK1

Version : 1.0



Leistung	
Internes Volumen	59 µL
Totvolumen	keins
Umschaltzeit von Port zu Port	3 ms
Mechanisch	
Gewicht	36 g
Maße	56,4 x 46 x 11 mm
Benetzte Materialien	PEEK, EPDM oder FFKM (auf Anfrage)
Kanal-Durchmesser	1,2 mm
Verschraubungen	¼-28 (1/16" OD) flanschlos mit Flachsteckhülse
Maximaler Druck	-1 bis 2 bar
Betriebstemperatur	0-50 °C (32-122 °F)
Gasverträglichkeit	Beständig gegen neutrale und aggressive Gase
Verträglichkeit mit Flüssigkeiten	Widerstandsfähig gegen neutrale und aggressive Flüssigkeiten
Elektrisch	
Spannungsversorgung	24 VDC
Anschluss Kommunikation	RJ45
Software-Steuerung	OxyGen, SDK