



## M-X 사양

부품 번호: IVMSW1

버전: 1.0

성능	
내부 용량	4.5 $\mu$ L
이월 부피	2.8 $\mu$ L
불용 용량	없음
180° 회전 시간	400 ms
포트 간 전환 시간	최소 136 ms
기계적	
무게	590 g
치수	65 x 55 x 118 mm
장착 시스템	M3 나사 3개
접착 재료	UHMW-PE, PCTFE
채널 직경	0.5 mm(0.020 in)
피팅	1/8"-28(1/16" 외경) 플랜지 없는 플랫 페룰
최대 압력	7 bar(102 psi)
작동 온도	15~40°C(41~104°F)
습도	20~80%, 비응축
기체 적합성	건조한 무유 기체, 공기, 비부식성 또는 비폭발성 기체
액체 적합성	수성 용매, 오일, 유기 용매, 생물학적 시료
모터	
구성	고속 모터
무게	450 g
치수	42.3 x 60 x 95.9 mm
전기적	
전원 공급	18~24 VDC
소비 전력	최대 2 A
포트 통신	RJ45
소프트웨어	OxyGEN, SDK