



2-X 规格

零件号: IV2SWBK1

版本: 1.0

产品性能

内部体积	59 μ L
死区体积	无
端口到端口的开关时间	3 ms

机械

重量	36 g
尺寸	56.4 x 46 x 11 mm
浸湿材料	PEEK、EPDM 或 FFKM (按需)
通道直径	1.2 mm
配件	1/4-28 (1/16"外径) 无法兰, 带扁平压接环
最大压力	-1 至 2 bar
工作温度	0-50 $^{\circ}$ C (32-122 $^{\circ}$ F)
气体相容性	耐中性和腐蚀性气体
液体相容性	耐中性和腐蚀性液体

电气

电源	24 VDC
端口通信	RJ45
软件控制	OxyGen、SDK