



## L-X 사양

부품 번호: IVLSW1

버전: 1.0

성능	
내부 용량	660 nL
불용 용량	없음
전환 시간	100 ms
기계적	
치수	7 x 9 x 15 cm
무게	475 g
최대 압력	7 bar(100 psi)
피팅	플랜지 없음(1/16" 외경)
기체 적합성	건조한 무유 기체, 공기, 비부식성 또는 비폭발성 기체
액체 적합성	수성 용매, 오일, 유기 용매, 생물학적 시료
접액 재료	PEEK
전기적	
포트 통신	RJ45
전원 공급	RJ45
소프트웨어 제어	OxyGEN 또는 SDK