



## M-X 规格

零件号: IVMSW1

版本: 1.0

### 产品性能

内部体积	4.5 $\mu$ L
残留量	2.8 $\mu$ L
死区体积	无
180° 旋转时间	400 ms
端口到端口的开关时间	低至 136 ms

### 机械

重量	590 g
尺寸	65 x 55 x 118 mm
安装系统	3 个 M3 螺丝
浸湿材料	超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE)、PCTFE
通道直径	0.5 mm (0.020 英寸)
配件	¼-28 (1/16"外径) 无法兰, 带扁平压接环
最大压力	7 mbar (102 psi)
工作温度	15-40° C (41-104°F)
湿度	20-80%, 非冷凝
气体相容性	干燥无油气体、空气、任何非腐蚀性或非爆炸性气体
液体相容性	水溶剂、油、有机溶剂、生物样品

### 电机

配置	高速电机
重量	450 g
尺寸	42.3 x 60 x 95.9 mm

### 电气

电源	18-24 VDC
功耗	2 A 峰值
端口通信	RJ45
软件	OxyGen、SDK