



RX 规格

零件号：ISRX21

版本：1.0

产品性能

最小压力	500 mbar
最大压力	2500 mbar
自由流量 (0 mbar 输出时的流速)	5.6 L/min
2000 mbar 时的流速	0.8 L/min

机械

尺寸	106 x 96.5 x 61.5 mm
重量	823 g
空气质量 *	干燥并已过滤

电气

电源电压	24 V
最大电流	800 mA
最大功耗	19 W

*RX 内置干燥组件，可以降低送风湿度以防止凝结。该组件设计在室温下运行，如果您想获取有关设备设置供气条件的更多详细信息，请联系我们。